

Abaque : débit d'héparine en fonction du poids du patient dans la maladie thrombo-embolique

Bolus initial de 80 Ui/kg

10 000 Ui Héparine (2amp.de 1cc) ramenées à 50 cc

après dilution :1 cc = 200 Ui

Poids en kg	Dose 18 UI/kg/h	Débit cc/h
20	360	1,8
25	450	2,25
30	540	2,7
35	630	3,15
40	720	3,6
45	810	4,05
50	900	4,5
55	990	4,95
60	1080	5,4
65	1170	5,85
70	1260	6,3
75	1350	6,75
80	1440	7,2
85	1530	7,65
90	1620	8,1
95	1710	8,55
100	1800	9
105	1890	9,45